



ATB



Bestellformular/Maßblatt/Preisliste 2019

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Januar 2019 und ersetzen alle vorhergehende.
Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk

BESTELLER

Name _____
 Firma _____
 Straße/Nr. _____
 PLZ/ Ort _____
 Telefon _____ Fax _____

Huka B.V.
 Postfach 194
 7570 AD Oldenzaal
 Tel: +31 (0)541-572472
 Fax: +31 (0)541-520415
 sales@huka.nl
 www.huka.nl

Art.Nr.	Grundmodell (HV-Nr. 22.51.02.0033)	Preis
26878GG	ATB Therapie-Dreirad Farbe gelb/grün	1.890
26878DR	ATB Therapie-Dreirad Farbe dormant rot	1.890
<i>Das ATB ist serienmäßig ausgestattet mit Freilauf, Beleuchtung, Schloss, Feststellbremse und leicht bedienbare Rollenbremsen.</i>		
26882	Abweichende Farbe (RAL Farbe)	195

Art.nr.	Antriebsmöglichkeiten	Mehrpreis
26964	Starrer Antrieb	-
26965	Rücktrittbremse	126
26665	Rücktrittautomat	277
26966	3-Gang-Schaltung	218
26967	3-Gang-Schaltung mit Rücktritt	293
26666	3-Gang-Schaltung mit Rücktrittautomat	419
28800	7-Gang-Schaltung	316
28801	7-Gang-Schaltung mit Rücktritt	424
28802	7-Gang-Schaltung mit Rücktrittautomat	492
<i>Achtung! Nur eine Wahl möglich!</i>		
26700	leichtere Grundübersetzung (nur in Kombination mit Freilauf oder starrem Antrieb)	97

Art.Nr.	Elektro-Antrieb mit Zubehör	Mehrpreis
09801B	Tretunterstützung, inkl. Batterie 11,0 Ah Li-Ion <small>Inklusiv LCD Display und 3 Stufen Unterstützung</small>	2.466
09811B	Elektro-Antrieb inkl. Batterie 11,0 Ah Li-Ion <small>Inklusiv LCD Display und Gasdrehgriff</small>	2.466

Art.Nr.	Sattel und Sattelstützen	Mehrpreis
26897	Bananensattel (nicht in Kombination mit T-Sattelstütze)	40
27179	Gelsattel	57
18265	Breiter Sattel	57
18266	Mofasattel	82
26988	T-Sattelstütze, nach hinten gerichtet	62
32619	T-Sattelstütze, nach vorne gerichtet	62
26989	T-Sattelstütze	59
26972	Verlängerte Sattelstütze	-
32060	Gefederte Sattelstütze	121

Art.Nr.	Lenker und Zubehör	Mehrpreis
26961	Rückspiegel	31
26959	Behindertengerechte Glocke	12
32883	Ergonomischer Vorbau	64
27400	Vorbau nach hinten gerichtet	57
23086	Verlängerter Vorbau	29
26958	Extra Lenkereinschlagsbegrenzung	22
26922	Armstütze	134
→	26926 Fixierungsgurt für Armstütze	32
26992	Vertikalgriffe, schwarz	38
26951	Zusatzlenkerbügel, halbrund	116
26954	Rundlenker	142
32599A	Fahrrad mit ATA-Lenker	33

Art.Nr.	Special Bremse	Mehrpreis
30376	Rundlenker mit Bügelbremse	374
12838R	Bremsgriffe für doppelte Bremsung, rechts	91
12838L	Bremsgriffe für doppelte Bremsung, links	91
33847B	Hydraulische Scheibenbremsanlage auf Hinterräder wirkend	588

Art.Nr.	Gehstockhalter und Schiebestange	Mehrpreis
26889	Gehstockhalter für 2 Stöcke hinten	96
26884	Gehstockhalter für 1 Stock hinten	87
27027	Schiebestange	67

Art.Nr.	Fußhalterung und Zubehör	Mehrpreis
26994	Ausgleichpedale (nicht mit Fußhalterung oder Rennhaken)	34
32750	Verstellbare Ausgleichsgewichte für Fußhalterung oder Rennhaken, links (nicht bei Beinführung)	81
32751	Verstellbare Ausgleichsgewichte für Fußhalterung oder Rennhaken, rechts (nicht bei Beinführung)	81
26993	große Pedale (Tiefe 7,5 cm., Breite 10 cm.)	18
28926	Fußhalterung für Beinführung rechts (16 x 6,5 cm)	85
→	26947 Beinführung rechts	69
28927	Fußhalterung für Beinführung links (16 x 6,5 cm)	85
→	28921 Beinführung links	69
26936	Fußhalterung mit Spitzen- und Fersenband (19 x 7 cm) links	94
26937	Fußhalterung mit Spitzen- und Fersenband (19 x 7 cm) rechts	94
26932	Fußfixierung, Riemen (nicht für Fußhalterung)	30
26928	Pedal mit Rennhaken links	22
26931	Pedal mit Rennhaken recht	22
26975	Kurbelverkürzer links	17
26953	Kurbelverkürzer rechts	17
26976L	Feste Kurbel, links	157
26976	Feste Kurbel, rechts	157
32789	Rollenzug für Fußhalterung oder Rennhaken	70
26986	Pedalachsverlängerung links	52
26987	Pedalachsverlängerung rechts	52

Art.Nr.	Rumpfbereich	Mehrpreis
26899	Hüftpelotten, verstellbar	254
→	26903 Hüftfixierung (nur in Kombination mit Hüftpelotten)	45
→	26905 Seitenpelotten (nur in Kombination mit Hüftpelotten)	200
→	26910 Rückenlehne (nur in Kombination mit Hüftpelotten)	215
→	26917 Schultergurte (nur mit Rückenlehne)	168
→	26915 Brustfixierung (nur mit Rückenlehne)	45

Art.Nr.	Tasche/Korb	Mehrpreis
27025	Einkaufskorb, vorne mit Halterung	72
26981	Einkaufstasche	114

Art.Nr.	Sonderanfertigungen	Mehrpreis
27963	Schloss auf Schutzblechstütze montiert	39
26578	Schloss mit einhändiger Bedienung	22
26587	Kabelschloss mit einhändiger Bedienung	33
96055	Blinklichtanlage an Hinterseite	95
26893	Räder ausgestattet mit dicken Speichen	85
27324B	Kleines Kettenrad (Kurbelgarnitur)	107
31975	Gepäckträger	109

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Summe _____
 MwSt. _____
 Summe _____

Datum der Bestellung: _____
 Unterschrift/Stempel : _____

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Technische Daten




ATB



Kennzeichen:

Material Rahmen
Lackierung
Räder
Beleuchtung
Klingel
Schutzbleche
Kettenschutz
Lenker und Sattelstütze
Handgriffe
Sattel
Bremsen (Standard)
Antrieb
Optionen
Garantie

Korrosionsgeschütztes Stahl
Außenqualität Pulverlacke
Aluminium Felge mit galvanisierte Naben und V2A Speichen
Beleuchtung vorne und hinten
Leicht bedienbare Klingel
Kunststoff, schlagfest
Kunststoff, schlagfest
Stahl
Gummi
Kindersattel
Rollerbrake vorne und hinten, Parkbremse
Zwischennabe mit Freilauf und Differenzial in Hinterachse
Siehe Bestellblatt
2 Jahre (Verschleißteile nicht inbegriffen)



Länge in mm (L)	1350
Breite in mm	625
Gewicht in kg.	24
Kurbellänge in mm	110
Schrittlänge in mm	470 – 650
Höhe Sattel – Boden in mm (Z)	min. 530
Einstieglänge in mm	340
Einstiegshöhe in mm (H)	255
Höhenverstellung Lenker in mm	70
Lenkerbreite in mm	490
Maximale Belastung in kg.	60
Reifengröße vorne in ETRTO	35-406
Reifengröße vorne (Zoll)	20 x 1.3
Reifengröße hinten in ETRTO	47-305
Reifengröße hinten (Zoll)	16 x 1.75

Huka BV
Postfach 194
7570 AD Oldenzaal
Niederlande

T. +31 (0) 541 - 572 472
F. +31 (0) 541 - 520 415
sales@huka.nl
www.huka.nl

Unsere Philosophie ist die ständige Produktweiterentwicklung und -verbesserung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Zubehör nicht inbegriffen.

November 2017