

# Preisliste/ Bestellformular AT-B



Name \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße/ Nr. \_\_\_\_\_

PZL/ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

## Grundausstattung AT-B

Die AT-B wird im Grundausstattung geliefert mit Beleuchtung, Sicherheitsschloss Trommelbremse hinten und vorne und mit ein Freilaufnabe. Für weitere Info siehe dazu die Technische daten. Hierunter finden Sie die mögliche Zubehör und Optionen womit die AT-B ausgestattet werden kann.

Art.nr.	Grundausstattung	Preis €
26878B	AT-B Standard Ausführung, Blau (RAL5015)	1.928
26878R	AT-B Standard Ausführung, Rosa (RAL3014)	1.928
26882	Kundenspezifische RAL-Farbe, Aufpreis	199

Art.nr.	Antrieb & Zubehör	Preis €
26964	Starrer Gang*	-
26965	Rücktrittbremse*	129
26665	Rücktrittbremse-Automat*	283
26966	3-Gang-Nabenschaltung *	222
26967	3-Gang-Nabenschaltung mit Rücktrittbremse*	299
26666	3-Gang-Nabenschaltung mit Rücktrittbremse-Automat*	428
26700	Kleiner Gang Verhältnis 2:3 (nur mit Freilauf oder Starrer Gang)	99

\*Hinweis: nur eine Auswahl möglich

Art.nr.	Elektrischer Support	Preis €
09801B	Tretunterstützung PAS-vario Direktantrieb 36 Volt, Li-Ion, 14,25 Ah Akkus*	2.515
09811B	Tretunterstützung AUTO-vario Direktantrieb 36 Volt, Li-Ion, 14,25 Ah Akku**	2.515

\* Geliefert mit Display und 3-Positionen-Unterstützung, man muss in die Pedale treten

\*\* Lieferung mit Display und Gashandgriff, man muss nicht in die Pedale treten

Art.nr.	Sättel & Sattelstützen	Preis €
26897	Bananensattel	41
27179	Gel-Sattel	58
18265	Breiter Sattel	58
18266	Mofa-Sattel	84
26988	Rechtwinkliger Sattelstütze, nach hinten gerichtet	63
32619	Rechtwinkliger Sattelstütze, nach vorne gerichtet	63
26989	Rechtwinkliger Sattelstütze, 2-seitig	60
26972	Lange Sattelstütze	-

Art.nr.	Unterstützungen	Preis €
26899	Hüftstütze halbrund	259
26903	Hüftfixierung (nur in Kombination mit Hüftunterstützung halbrund)	46
26905	Seitenstützen-Satz (nur in Kombination mit Hüftstützen halbrund geeignet)	204
26910	Rückenlehne flach (nur in Kombination mit Hüftstütze halbrund)	219
26917	Schultergurt (nur in Kombination mit flacher Rückenstütze geeignet)	171
26915	Brustfixierung (nur in Kombination mit flacher Rückenlehne geeignet)	46

**huka**

# Preisliste/ Bestellformular AT-B

Art.nr.	Lenker & Zubehör	Preis €
26961	Rückspiegel	32
26959	Behinderten Glocke	12
32883	Ergonomischer Lenkervorbau	65
27400	Nach hinten gerichteter vorbau (Lenker näher dran)	58
23086	Verlängerter Lenkervorbau	30
26958	Zusatz-Lenkwinkelbegrenzer	22
26922	Unterarmstütze	137
26926	Unterarmfixierung (nur in Kombination mit Unterarmstütze geeignet)	33
26992	Vertikaler Handgriff, Schwarz	39
26951	Aufsatz-Lenkwinkel, halbrund	118
26954	Rundlenker	145
32599A	AT-A Lenkrad	34

Art.nr.	Stockhalter & Vorderbügel	Preis €
26889	Stockhalter, doppelt hinten	98
26884	Stockhalter, hinten für ein Stock	89
27027	Schiebegriff	68

Art.nr.	Abweichende Bremsen	Preis €
30376	Rundlenker inkl. Druckbremse-System	381
12838L	Bremsgriff für Doppelbremsung, links*	93
12838R	Bremsgriff für Doppelbremsung, rechts*	93
33847B	Hydraulik Scheibenbremsen hinten	599

\* nicht möglich in Kombination mit hydraulischen Scheibenbremsen an der Rückseite

Art.nr.	Pedale & Fußunterstützung	Preis €
26994	Heimtrainer Pedale (nicht in Kombination mit Fußbrett/Fußstütze geeignet)	35
26993	Große Pedale (7,5 cm tief, 10 cm breit)	18
28927	Fußstütze Metall zur Unterschenkelfixierung links (16 x 6,5 cm)	87
26941	Unterschenkelfixierung, links (nur in Kombination mit dem obigen Artikel geeignet)	70
28926	Fußstütze Metall zur Unterschenkelfixierung rechts (16 x 6,5 cm)	87
26947	Unterschenkelfixierung, rechts (nur in Kombination mit dem obigen Artikel geeignet)	70
26936	Fußstütze Kunststoff, links mit Spitzen- und Fersenriemen (19 x 7 cm)	96
26937	Fußstütze Kunststoff, rechts mit Spitzen- und Fersenriemen (19 x 7 cm)	96
32750	Ausgleichsgewicht für Fußbrett/Vorfußstütze, links (nicht in Kombination mit Unterschenkelfixierung)	83
28921	Ausgleichsgewicht für Fußbrett/Vorfußstütze, rechts (nicht in Kombination mit Unterschenkelfixierung)	83
26932	Fußfixierung-Satz (nicht in Kombination mit Fußteil geeignet)	31
26928	Rennhaken, links (Zehenclip)	22
26931	Rennhaken, rechts (Zehenclip)	22
26975	Kurbelverkürzer, links	17
26953	Kurbelverkürzer, rechts	17
26976L	Feste Tretkurbel, links	160
26976	Feste Tretkurbel, rechts	160
32789	Rollenzug / Punktuelle Fußkorrektur (für Fußhalterung)	71
26986	Pedalverlängerung, links	53
26987	Pedalverlängerung, rechts	53

Den AT-B noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1. Januar 2020 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# Prijslijst/ bestelbon AT-B

Art.nr.	Körbe	Preis €
27025	Einkaufskorb inkl. Lenkerklemme	73
26981	Fahrradtasche	116

Art.nr.	Sonstige Anpassungen	Preis €
27963	AXA-Schloss (an der hinteren Schutzblechhalterung)	40
26578	AXA-Schloss (Einhandbedienung)	22
26587	Kabelschloss (Einhandbedienung)	34
96055	Blinker-Satz (hinten montiert)	97
26893	Verstärkte Räder	87
31975	Horizontaler Gepäckträger	111

Datum der Bestellung

Summe €

Mw. St.

Summe € inkl. Mw. St.

Unterschrift/ Stempel

**Den AT-B noch persönlicher machen? Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!**

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. Mw St. gültig ab 1. Januar 2020 und ersetzen alle vorhergehende. Wir liefern in Deutschland frei Haus, ansonsten ab Werk.